

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMERIKSAAN KREATININ DENGAN FULL-AUTOMATIC		
	No. Dokumen : P/SPO/02/008	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Pemeriksaan Kreatinin dalam pemeriksaan Laboratorium untuk mendeteksi kadar Kreatinin dalam serum pasien, menggunakan metode enzimatis dengan alat Full – Automatic yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis) setiap hari kerja (24 jam)
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan Kreatinin bagi petugas Laboratorium 2. Untuk menghindari kesalahan pemeriksaan sehingga tidak merugikan pasien dan dapat dilakukan lebih optimal dan efisien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No 1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	a. Program parameter Kreatinin pada alat <i>Full Automatic</i> b. Masukkan $\pm 200 \mu\text{l}$ sampel ke dalam <i>cup</i> sampel c. <i>Running</i> sampel sesuai instruksi kerja pemakaian alat yang ada d. Hasil akan keluar dalam bentuk <i>print out</i> e. Catat hasil pemeriksaan pada buku kerja
UNIT TERKAIT	-