

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMBERSIHKAN LENS A OBJEKTIF MIKROSKOP		
	No. Dokumen: P/SPO/02/107	No. Revisi: 00	Halaman: 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Membersihkan lensa objektif mikroskop dilakukan setiap kali selesai melakukan pemeriksaan, untuk memelihara mikroskop dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analisis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan mikroskop bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Bersihkan lensa objektif mikroskop dengan tissue yang bersih. 2. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	