


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGANTIAN KERTAS PRINTER URINE CHEMISTRY ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/110	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Penggantian kertas printer Urine Chemistry Analyzer dilakukan pada saat kertas printer alat Urine Chemistry Analyzer habis, untuk memelihara alat Urine Chemistry Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analisis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Urine Chemistry Analyzer bagi petugas Laboratorium.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Buka tutup built-in printer. 2. Keluarkan rol kertas printer yang sudah habis. 3. Pasang rol kertas printer yang baru dan masukkan Ujung kertas ke dalam built-in printer. 4. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	