

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGANTIAN LAMPU MIKROSKOP		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	P/SPO/02/109	00	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Penggantian lampu mikroskop dilakukan apabila lampu mikroskop sudah tidak bisa menyala lagi, untuk memelihara mikroskop dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium RumahSakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan mikroskop bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Matikan alat 2. Buka tutup lampu, lepas lampu yang lama 3. Pasang lampu yang baru. 4. Tutup kembali tempat lampu. 5. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	