


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMATIKAN ALAT ANALISA GAS DARAH		
	No. Dokumen : P/SPO/02/014	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Mematikan alat Analisa Gas Darah dilakukan apabila selesai melakukan pemeriksaan Analisa Gas Darah, untuk memelihara alat Analisa Gas Darah dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Analisa Gas Darah bagi petugas Laboratorium.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Pilih (Off). 2. Tekan tombol (Off). 3. Lepas kabel power atau keluarkan baterai dari tempatnya. 4. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	