


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMELIHARAAN MESIN DAN ALAT ANESTESI		
	No. Dokumen: M/SPO/05/047	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

Pengertian	Pemeliharaan mesin dan alat anestesi sebelum, selama dan sesudah tindakan anestesi.
Tujuan	• Mencegah kerusakan mesin dan alat anestesi • Menjamin keamanan dan kenyamanan selama tindakan anestesia • Mencegah infeksi nosokomial
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Setiap hari mesin anestesi dibersihkan. 2. Alat anestesi: masker, mayo, nasal kanule, ETT, dibersihkan setiap kali habis pakai kemudian direndam dengan larutan anti septik selanjutnya dibilas dengan air bersih. 3. Corrugated Reservoir bag dibersihkan setiap satu minggu sekali. 4. Jika dipakai penderita TBC paru terbuka, maka semua peralatan seperti masker, mayo, nasal kanula, ETT, harus dibersihkan direndam dalam larutan anti septik. 5. Bila ditemukan ada kerusakan segera lapor ke penanggung jawab mesin dan jangan dipakai.
Unit Terkait	• IBS • IPSRS