


 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun</p> <p>Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	PEMERIKSAAN CK (CREATIN KINASE) DENGAN FULL-AUTOMATIC		
	No. Dokumen : P/SPO/02/006	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Pemeriksaan CK (Creatin Kinase) dalam pemeriksaan Laboratorium untuk mendeteksi kadar CK dalam serum pasien, menggunakan metode enzimatik dengan alat Full – Automatic yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis) setiap hari kerja (24 jam)
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan CK bagi petugas Laboratorium 2. Untuk menghindari kesalahan pemeriksaan sehingga tidak merugikan pasien dan dapat dilakukan lebih optimal dan efisien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No 1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> a. Program parameter CK pada alat <i>Full Automatic</i> b. Masukkan ± 200 µl sampel ke dalam <i>cup</i> sampel c. <i>Running</i> sampel sesuai instruksi kerja pemakaian alat yang ada d. Hasil akan keluar dalam bentuk <i>print out</i> e. Catat hasil pemeriksaan pada buku kerja
UNIT TERKAIT	-