


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssl.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI ATAS DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen: P/SPO/03/069	No. Revisi : 00	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

Pengertian	Pemeriksaan CT-Scan tungkai atas dengan kontras adalah pemeriksaan tungkai atas menggunakan peralatan CT-scan dengan memakai media kontras untuk menghasilkan gambar radiografi.
Tujuan	Untuk memperlihatkan anatomi tungkai atas dan jaringan sekitarnya.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Pelaksana pemeriksaan adalah radiografer bersama dokter spesialis radiologi. 2. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruang CT-Scan radiologi. 3. Pemeriksaan dilakukan bila ada permintaan dari dokter. 4. Pemeriksaan CT-Scan Tungkai atas dengan kontras dilakukan menggunakan : - peralatan CT Scan dan printer. - Kontras media non ionik - Cairan infus - Peralatan injektor - Tree way - Abocath 5. Langkah-langkah : - Menyiapkan peralatan, bahan dan berkas yang dibutuhkan. - Memanggil pasien. - Melakukan inform concern - Melakukan test alergi media kontras

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssl.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMERIKSAAN CT-SCAN TUNGKAI ATAS DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen: P/SPO/03/069	No. Revisi : 00	Halaman : 2/2
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur, dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

	- Melakukan registrasi dan memilih protokol pemeriksaan dengan mengklik “<i>Tungkai atas_contras</i>”. - Memposisikan pasien tidur terlentang di atas meja pemeriksaan. - Memposisikan obyek (tungkai atas) dimana lampu indikator warna merah yang melintang setinggi 2 cm diatas knee joint dan yang membujur sejajar tubuh. - Menginjeksi media kontras - Meminta pasien tidak bergerak dan mengikuti aba-aba selama pemeriksaan. - Membuat topogram - Mengatur range dengan garis awal mulai dari genu sampai caput femoralis. Tebal irisan 5 mm. - Lakukan scaning dengan dengan mengklik “<i>confirmas</i>” lalu tekan tombol “<i>move to scan</i>” setelah lampu indikator menyala lalu tekan tombol “<i>start scan</i>” setelah lampu indikator menyala. - Menunggu proses scanning. - Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan. - Melakukan pengolahan dan rekontruksi gambar sesuai kebutuhan diagnosa. - Melakukan ekspertise oleh dokter spesialis radiologi. - Menyerahkan hasil pemeriksaan CT-Scan sesuai prosedur.
Unit Terkait	Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD dan IPSRS.